

MW-12A

Устройство для промывки микропланшетов

- Для лунок с плоским, коническим и U-образным дном
- 2 режима для 8- и 12- луночных стрипов
- Автоматическое обнаружение дна и защита от столкновения
- Программируемое время перемешивания и замачивания
- До 100 определяемых пользователем протоколов
- Перекрестная аспирация
- Встроенная автоматическая программа самодиагностики
- Система автоматического контроля жидкостей



mindray
healthcare within reach

MW-12A

Устройство для промывки микропланшетов

Техническая спецификация

Программ промывки	До 100
Циклов промывки	от 0 до 9
Дозируемый объем	от 50 до 3 000 мкл
Защита от столкновения с дном	автоматическая
Остаточный объем в лунке	< 2 мкл
Время замачивания	от 0 до 300 сек.
Время перемешивания	от 0 до 300 сек.
Рядность	1 x 8, 1 x 12
Стандартный набор флаконов	2 x 2 л (детергент), 1 x 2 л (слив) 1 x 2 л (вода дистиллированная)
Электропитание	100 - 240 В, 50 / 60 Гц.
Температура	5°C - 35°C
Влажность	15 - 85 %
Габариты	400 мм (длина) x 330 мм (ширина) 145 мм (высота)
Вес	7.2 Кг.



DISTRIBUTOR:



MINDRAY is a trademark of Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Specifications subject to changes without prior notice.
© 2010 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
P/N: ENG-MW12A-210285x2-20100203

mindray

Mindray is listed on the NYSE under the symbol "MR"
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen 518057, P.R. China
Tel: +86 755 26582888 Fax: +86 755 26582680
E-mail: intl-market@mindray.com Website: www.mindray.com